



### 关键特点

较小的的设计尺寸

配备拆卸安装简易，清洗方便的标准混合室

可调速的转子及滴定速率（速度）

与传统计算机通过 RS232 通讯

PT100 测试混合室温度

尺寸：  
400X500X700 mm (WXDXH)

重量：60Kg

符合 ASTM D2414 炭黑吸油值测试和 D3493 压缩炭黑测试，ASTMD6854 用于测试白炭黑，DABS 是目前炭黑行业最好的测试仪器。

DABS 炭黑吸油计（仪）系统是专业用于测试炭黑及白炭黑，同样可以测试多种粉末结构材料的专业仪器。

为满足不断扩展的功能需求，HITEC Luxembourg 公司开发了记录整个混合曲线的数据处理系统。

## 测试能力范围

炭黑 吸油及压缩吸油
白炭黑吸油值测定
其他多重粉末材料的吸油值
提供标准化的原始数据；基于参考材料及其目标值
扭矩范围 0-15Nm (可选择 20Nm)
可调整的马达速度
可调整的滴定速率

## 维护校正

扭矩校正及测量：电子测量及校准
滴定管控制，根据 ASTM 标准 4ml/min
滴定仪精度：±0.05ml
ASTM 程序 (混合仓预设值)

## 测试模式

ASTM D2414	标准炭黑吸油值测试方法 (OAN)
ASTM D3493	标准压缩炭黑吸油值方法 (COAN)

## 安全装置

安全保护装置保护的混合仓	可 180 度打开，简单的拆装，实验结束后便于清洗
认证	CE Marketing ASTM SGS-USTC Certified

## 尺寸及电源

电源	230/115 VAC, 50/60Hz, 400VA
尺寸	400x500x700 mm (WxDxH)
重量	60Kg

## 仪器配置

RS232 串口可与传统计算机连接通讯进行软件操作 (软件包含在设备内)
PT100 铂电阻测混合室温度
滴定仪通讯口

## 软件

HITEC Application: 可控制滴定仪的正常运动，校准混合仓，启动试验，设置试验参数，并且全部符合 ASTM 相关标准	
操作环境	Microsoft Windows XP/W7/W8

## 选项

混合仓	保持混合仓的温度
冷却室	
温度传	监控混合仓的温度
感器	
扩展盒	测试一些蓬松材料



上海贺纳斯仪器仪表有限公司      联系电话：021-56379366  
地址：上海市虹口区海宁路森林湾大厦 604B